

DE Gebrauchsinweise

Produktbeschreibung

Zetuvit Plus Silicone Border ist eine selbsthaftende superabsorbierende Saugkomresse mit Silikonwundkontaktschicht für die Behandlung vonmäßig bis stark eskulierenden, chronischen und akuten Wunden.

Dank der Silikonwundkontaktschicht lässt sie sich einfach anlegen und schmerzlos, atraumatisch entfernen. Die Saugkomresse nimmt Exsudat auf und bindet es.

Zusammensetzung

Zetuvit Plus Silicone Border besteht aus einer semipermeeablen Trägerfolie aus Polyurethan, einer perforierten Silikonfolie auf der wundzugewandten Seite und einer Saugkomresse zwischen diesen beiden Schichten. Ein Acrykleber hält beide Schichten zusammen. Die Trägerfolie ist luftdurchlässig, aber gleichzeitig wasserdicht, sodass der Patient duschen kann. Die wundzugewandte perforierte Silikonsschicht ermöglicht ein einfaches Anlegen des Verbands und verhindert das Anhaften an der Wunde.

Die Saugkomresse besteht aus Zellulose und einer besser absorbierenden Saugfaser Schicht aus Polyacrylat, die Exsudat aufnehmen und binden kann, und wird von einem hydrophilen (wasseranfehmenden) Zellulosegewebe umhüllt. Sie ist mit einem hydrophoben (wasserabweisenden) grünen Vlies bedeckt (100 % PP). Die grüne Seite ist immer die wundabgewandte Seite. Die wundzugewandte Seite ist mit einem hydrophilen (wasseranfehmenden) Vlies bedeckt (100 % PP).

Eigenschaften und Wirkungsweise

Zetuvit Plus Silicone Border nimmt Exsudat auf und bindet es in der Saugkomresse. Dank der mikroadhäsiven Wundkontaktschicht, der Silikonwundkontaktschicht und den mikroadhäsiven Rändern sind keine zusätzlichen Befestigungsmaterialien erforderlich. Die Trägerfolie hält Bakterien und Wasser ab. Der Verbandwechsel erfolgt atraumatisch und schmerzlos.

Indikationen

Zetuvit Plus Silicone Border eignet sich für die Behandlung von akuten und chronischen, mittelstark bis stark eskulierenden Wunden: akute Wunden (traumatische Wunden, Verbrennungen, postoperative Wunden) und chronische Wunden (venöses Ulkus, Dekubitus, diabetisches Fußsyndrom, Tumore).

Anlegen und Verbandwechsel

- Die Wunde mit physiologischer Lösung oder nach ärztlicher Anweisung reinigen.
- Die Wundauflage entsprechend der Wundgröße auswählen, sodass die mittige Komresse die Wundränder um etwa 1-2 cm überdeckt. Die grüne Saugkomresse nicht zuschneiden. Der transparente Rand kann passend zugeschnitten werden, zum Beispiel in einer konkaven Form.
- Vor dem Aufbringen der Wundauflage darf sorgem, dass nach dem Spülen der Wunde die Haut um die Wunde trockengeputzt ist, damit die Wundauflage haftet.
- Die beiden Schutzfolien entfernen. Die Wundauflage mit der haftenden Seite auf die Wunde legen, sodass die grüne Seite von der Wunde abgewandt ist.
- Die adhäsiven Ränder fest nach unten drücken und Falten an den Rändern vermeiden, damit der Verband nicht verrutscht.
- Eine zusätzliche Fixierung ist nicht erforderlich. Bei Bedarf können nach Anweisung des Behalters Kompressionsbänder angelegt werden.
- Je nach Zustand der Wunde und üblicher klinischer Vorgehensweise kann die Wundauflage bis zu drei Tage auf die Wunde belassen werden.
- Ein Verbandwechsel ist notwendig, wenn es klinisch angezeigt ist, oder wenn Exsudat den Rand der Saugkomresse erreicht.

Besondere Vorichtsmaßnahmen

- Die grüne Saugkomresse nicht zuschneiden. Der transparente Rand kann passend zugeschnitten werden, zum Beispiel in einer konkaven Form.
- Vor der Behandlung schwer heilender Wunden muss von einem Arzt eine klinische Diagnose erstellt werden. Die Behandlung mit Zetuvit Plus Silicone Border kann eine Kausalbehandlung der Wundheilungsstörung nicht ersetzen. Wenn es klinische Anzeichen für eine Infektion gibt, muss diese Infektion mit der geeigneten Behandlung kontrolliert werden, bevor dieser Verband verwendet werden kann.
- In allen Fällen ist die übliche klinische Vorgehensweise einzuhalten.
- Es sind keine Daten verfügbar, die die Anwendung des Verbands bei sensiblen Patientengruppopulationen wie Säuglingen, Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen unterstützen, und es liegen ebenfalls keine Daten vor, die dem widersprechen. Der Wundverband sollte bei diesen Patientengruppopulationen daher nur mit Vorsicht und aufgrund der Empfehlung eines Arztes verwendet werden.

Contraindication

Hypersensibilität zu any of its components.

Side effects

Increased exsudate, maceration, increased pain, adherence of the dressing to the wound, itching, burning, oedema, multiple ulcers, skin torn, blisters, erythema. If any of these side effects occur, consult a clinician.

Special notes

Store flat in a dry place, protected from light. Do not sterilize. Do not cut into the absorbent green pad.

Product disposal

In order to minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, disposable components of Zetuvit Plus Silicone Border should follow disposal procedures according to the local regulations and infection prevention standards.

Date of revision of the text: 2018-03

Do not use if package is damaged. The sealed seam of the peel pack contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions! Reusing a single-use medical device is dangerous. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance. Information available on request.

AU – PAUL HARTMANN P.Y. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113
GB – PAUL HARTMANN S.A. - Heywood/Greater Manchester OL10 2TT
ZA – HARTMANN South Africa - 2194 Johannesburg

Die Wiederverwendung eines Einmalprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Einmalprodukten, die neu erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Str. 42
89522 HEIDENHEIM, GERMANY

Instructions for Use

Product description

Zetuvit Plus Silicone Border is a self-adhesive superabsorbent dressing with silicone interface for the treatment of moderately to heavily exuding, chronic and acute wounds.

The silicone layer in contact with the wound allows easy application and painless, atraumatic removal. The absorbent pad absorbs and retains the exsudate.

Composition

Zetuvit Plus Silicone Border comprises a semi-permeable polyurethane backing film, a perforated silicone film towards the side facing the wound and an absorbent pad in between those two layers. Acrylic adhesive is used to bind these layers together. The backing film is permeable to air but waterproof which allows the patient to shower. The perforated silicone film facing the wound side facilitates the application of the dressing and promotes non-adherence to the Anhealing on the wound.

The absorbent pad comprises cellulose and superabsorbent polyacrylate for the absorption and retention of exudate and is wrapped in a hydrophilic cellulose tissue. It is covered with a hydrophobic green nonwoven (100% PP) to indicate the side facing away from the wound. Towards the side facing the wound it features a hydrophilic nonwoven (100%PP).

Properties and mode of action

Zetuvit Plus Silicone Border absorbs exudate and retains it in the absorbent pad. It features a micro-adherent, silicone interface and borders so no additional material is necessary for the dressing. The dressing can be removed without a showerproof. The dressing changes can be carried out atraumatically and painlessly.

Indications

Zetuvit Plus Silicone Border is suitable for the treatment of wounds with moderate to high levels of exudate: acute wounds (burns, post-op, trauma wounds) and chronic wounds (venous ulcer, pressure ulcer, diabetic foot ulcer, tumors).

Mode of application and dressing change

- Clean the wound using a physiological solution or as instructed by a clinician.
- Choose a suitable dressing size for the wound ensuring that the central pad exceeds the edges of the wound by approximately 1 to 2 cm. Do not cut the absorbent green pad. The transparent border can be cut in order to adapt the dressing e.g. to a concave form.
- Before applying the dressing, after rinsing the wound, make sure that the surrounding skin is dry using swabs to ensure that the dressing adheres.
- Remove the two protective sheets. Place the dressing with the adherent side onto the wound, so that the green side faces away from the wound.
- Press down the adhesive edges firmly and avoid wrinkles in the border to ensure the dressing stays securely in place.
- No additional fixation is required, if indicated, compression bandages can be applied as instructed by a clinician.
- The dressing can remain on the wound for up to three days depending on the condition of the wound and the established clinical protocol.
- The dressing must be changed if clinically indicated or when exudate reaches the rim of the absorbent pad.

Special precautions

- Do not cut the absorbent green pad. The transparent border can be cut in order to tailor the dressing e.g. to a concave form.
- Before treating a wound with healing impairment, a clinician has to be consulted to establish a clinical diagnosis. Treatment with Zetuvit Plus Silicone Border cannot replace a causal treatment of the wound-healing impairment.
- Vor der Behandlung schwer heilender Wunden muss von einem Arzt eine klinische Diagnose erstellt werden. Die Behandlung mit Zetuvit Plus Silicone Border kann eine Kausalbehandlung der Wundheilungsstörung nicht ersetzen. Wenn es klinische Anzeichen für eine Infektion gibt, muss diese Infektion mit der geeigneten Behandlung kontrolliert werden, bevor dieser Verband verwendet werden kann.
- In all cases, follow the established clinical protocol.
- In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution following a clinician's recommendation.

Contraindication

Hypersensitivity to any of its components.

Side effects

Increased exsudate, maceration, increased pain, adherence of the dressing to the wound, itching, burning, oedema, multiple ulcers, skin torn, blisters, erythema. If any of these side effects occur, consult a clinician.

Special notes

Store flat in a dry place, protected from light. Do not sterilize. Do not cut into the absorbent green pad.

Product disposal

In order to minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, disposable components of Zetuvit Plus Silicone Border should follow disposal procedures according to the local regulations and infection prevention standards.

Date of revision of the text: 2018-03

Do not use if package is damaged. The sealed seam of the peel pack contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions! Reusing a single-use medical device is dangerous. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance. Information available on request.

AU – PAUL HARTMANN P.Y. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113
GB – PAUL HARTMANN S.A. - Heywood/Greater Manchester OL10 2TT
ZA – HARTMANN South Africa - 2194 Johannesburg

Die Wiederverwendung eines Einmalprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Einmalprodukten, die neu erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Str. 42
89522 HEIDENHEIM, GERMANY

Composition

Zetuvit Plus Silicone Border comprend un film protecteur externe en polyuréthane semi-perméable, un film de silicone perforé sur le côté faisant face à la plaie et un coussin absorbant entre ces deux couches. L'adhésif acrylique est utilisé pour relier ces couches entre elles. Le film protecteur externe est perméable à l'air mais imperméable à l'eau ce qui permet au patient de prendre une douche. Le film de silicone perforé côté plaie facilite l'application du pansement et favorise la non-adhérence à la plaie. Le coussin absorbant est composé de cellulose et de polyacrylate superabsorbant permettant l'absorption et la rétention des exsudats et est enveloppé dans un tissu cellulosique hydrophile. Il est recouvert d'un non-tissé vert de fibres hydrophobes (100 % PP) pour indiquer le côté opposé à la plaie. Le côté face à la plaie est composé d'un non-tissé de fibres hydrophiles (100 % PP).

Propriétés et mode d'action

Zetuvit Plus Silicone Border absorbe les exsudats et les retient dans le coussin absorbant. Le pansement est doté d'une interface en silicone et de bordures micro-adhérentes. Aucun matériau supplémentaire n'est donc nécessaire pour fixer le pansement. Le film protecteur est imperméable aux bactéries et à l'eau lors de la douche. Les renouvellements de pansement peuvent être effectués de manière atraumatique et indolore.

Indications

Zetuvit Plus Silicone Border est indiqué pour le traitement des plaies présentant des exsudats modérés à abondants : plaies aiguës (brûlures, plaies postopératoires, plaies traumatiques) et plaies chroniques (ulcères veineux, escarres, pieds diabétiques, plaies tumorales).

Mode d'utilisation et renouvellement de pansement

- Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique ou selon la prescription médicale.
- Choisir la taille du pansement adaptée à la plaie en veillant à ce que le coussin central dépasse d'environ 1 à 2 cm les bords de la plaie. Ne pas couper le coussin vert absorbant. La bordure transparente peut être découpée afin d'adapter le pansement, par ex. à une forme concave.
- Avant de poser le pansement, après rincage de la plaie, veiller à bien sécher le pourtour de la plaie à l'aide de compresses afin de pouvoir garantir l'adhérence du pansement.
- Retirer les deux feuilles protectrices. Poser le pansement face adhérente côté entente, de manière à ce que la face verte soit opposée à la plaie.
- Appuyer fermement sur les bords adhésifs et éviter les plis dans la bordure pour que le pansement reste bien en place.
- Aucune fixation supplémentaire n'est requise. Si nécessaire, des bandages de compression peuvent être appliqués conformément aux instructions d'un médecin.
- Le pansement peut rester jusqu'à trois jours en place sur la plaie en fonction de l'état de la plaie et du protocole clinique instauré.
- Le renouvellement du pansement doit s'effectuer si des signes cliniques l'imposent ou lorsque les exsudats apparaissent au niveau des bords du coussin absorbant.

Précautions particulières

- Ne pas couper le coussin vert absorbant. La bordure transparente peut être découpée afin d'ajuster le pansement, par ex. à une forme concave.
- Avant tout traitement d'une plaie présentant des problèmes de cicatrisation, il est nécessaire de consulter un médecin afin qu'il établisse un diagnostic clinique. Le traitement avec Zetuvit Plus Silicone Border ne peut pas remplacer le traitement étiologique du retard de cicatrisation. En présence de signes cliniques d'infection, l'utilisation de ce pansement nécessite la maîtrise préalable de l'infection par un traitement approprié.
- Dans tous les cas, suivre le protocole clinique instauré.
- En l'absence de données disponibles supportant l'utilisation de ce pansement sur des populations sensibles telles que les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes et en l'absence de données contraires, l'utilisation de ce pansement sur ces populations doit se faire avec précaution et en suivant les recommandations d'un médecin.

Contre-indication

Hypersensibilité à l'un des composants.

Effets secondaires

Augmentation des exsudats, macération, augmentation de la douleur, adhérence du pansement à la plaie, démangeaison, brûlure, œdème, ulcération multiple, avulsion de la peau, phlyctène, érythème. En cas d'apparition d'un de ces effets indésirables, consulter un médecin.

Mises en garde particulières

Conserver dans un endroit sec, à plat, et à l'abri de la lumière. Ne pas stériliser. Ne pas couper le coussin vert absorbant.

Élimination du produit

Afin de réduire le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables de Zetuvit Plus Silicone Border doivent être éliminés conformément aux réglementations locales et aux normes de prévention des infections.

Date de dernière révision de la notice : 2018-03

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Le scellage (bande bled) du sachet pliable de ce produit contient du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques ! La réutilisation d'un dispositif médical à usage unique est dangereuse. Le traitement des dispositifs en vue de leur réutilisation peut gravement nuire à leur intégrité et à leurs performances. Informations sur demande.

FR – Lab. PAUL HARTMANN S.à.r.l. - Châtenois – 67607 Sélestat CEDEX
BE – N.V. PAUL HARTMANN S.A. - 1480 Saintes/Sint-Renelde
CH – IVF HARTMANN AG - 8212 Neuhausen

Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving
Zetuvit Plus Silicone Border is een zelfklevend, superabsorberend kompres met siliconenlaag voor de behandeling van matig tot sterk eskulierende, chronische en acute wonden.

La couche silicônique au contact de la plaie permet une application facilitée et un retrait atraumatique et indolore. Le coussin absorbant absorbe et retient les exsudats.

kan worden verwijderd. Het absorberende wondkussen absorbeert het exsudaat en houdt dit vast.

Samenstelling

Zetuvit Plus Silicone Border bestaat uit een halfdoorlatende achterlaag van polyurethaan, een geperforeerde siliconenlaag aan de zijde die in aanraking komt met de wond, en een absorberend wondkussen tussen deze twee lagen. Deze lagen zijn samen vastgekleefd door middel van een acryleliefst. De achterlaag is lichtdoorlatend, maar waterdicht, zodat de patiënt een douche kan nemen. De geperforeerde siliconenlaag aan de zijde die in aanraking komt met de wond, zorgt ervoor dat het wondverband eenvoudig kan worden aangebracht en zich niet aan de wond hecht.

Het absorberende wondkussen bestaat uit cellulose en superabsorberend polyacrylaat voor de absorptie en retentie van exsudaat, en is in hydrofiele celuloosvezel gewikkeld. Het is bedekt met een groen, hydrofobisch non-woven (100% PP) dat de zijde aangeeft die niet in aanraking komt met de wond. De zijde die niet in aanraking komt met de wond, is bedekt met een hydrofiele non-woven (100% PP).

Eigenschappen en werking

Zetuvit Plus Silicone Border absorbeert exsudaat en houdt dit vast in het absorberende wondkussen. Het bevat een microklevende siliconenlaag en microklevende randen, zodat er geen extra materiaal nodig is om het wondverband vast te zetten. De achterlaag is water- en bacteriedicht. Het wondverband kan het wondverband kan atraumatisch en pijnloos worden uitgetrokken.

Indicaties

Zetuvit Plus Silicone Border is geschikt voor de behandeling van matig tot sterk eskulierende wonden: acute wonden (brandwonden, postoperatieve wonden, traumawonden) en chronische wonden (veneuze zweren, doorligwonden, diabetische voetweten, tumoren).

Indicaties

Zetuvit Plus Silicone Border is geschikt voor de behandeling van matig tot sterk eskulierende wonden: acute wonden (brandwonden, postoperatieve wonden, traumawonden) en chronische wonden (veneuze zweren, doorligwonden, diabetische voetweten, tumoren).

Wijze van toediening en wondverbandwisseling

- Maak de wond schoon met behulp van een fysiologische oplossing of volgens de instructies van een arts.
- Kies een verband met de juiste maat voor de wond, zodat het centrale wondkussen ongeveer 1 tot 2 cm uitsteekt buiten de randen van de wond. Het groene, absorberende wondkussen mag niet worden bijgeknipt. De transparante rand kan worden bijgeknipt om het wondverband aan te passen aan de wond, bijvoorbeeld bij een concave vorm.
- Na het spoelen van de wond moet eerst de huid rond de wond met wattenstaafjes worden afgeolgd voordat het wondverband kan worden aangebracht, anders hecht het wondverband zich niet.
- Verwijder de twee beschermfolies. Plaats het wondverband met de klevende zijde op de wond, met de groene kant naar boven.
- Druk de kleeafranden goed aan en zorg ervoor dat je geen plooiën in de rand komen, zodat het wondverband goed op zijn plaats blijft zitten.
- Er is geen extra fixatiemiddel nodig. Indien nodig kan er op aanwijzing van een arts een compressieverband worden aangebracht.
- Het verband kan maximaal drie dagen op de wond blijven, afhankelijk van de conditie van de wond en de zorgstandaard die hierop van toepassing is.
- Het wondverband moet worden verwisseld indien dit klinisch wordt geïndiceerd of wanneer het exsudaat de rand van het absorberende wondkussen bereikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen

- Het groene, absorberende wondkussen mag niet worden bijgeknipt. De transparante rand kan worden bijgeknipt om het wondverband aan te passen aan de wond, bijvoorbeeld bij een concave vorm.
- Raadpleeg een arts voor een klinische diagnose voordat u een chronische wond gaat behandelen. Een behandeling met Zetuvit Plus Silicone Border is geen vervanging voor causale therapie voor een chronische wond. Als er klinische symptomen van infectie zijn, moet de infectie worden beheerst met een adequate behandeling voordat dit wondverband kan worden gebruikt.
- Volg in alle gevallen de zorgstandaard die hierop van toepassing is.
- Bij gebrek aan beschikbare gegevens die het gebruik van dit wondverband bij kwetsbare bevolkingsgroepen zoals zwangere, kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, ondersteunen, en bij gebrek aan gegevens die het tegengedel hiervan bewijzen, mag dit wondverband bij deze bevolkingsgroepen alleen op advies van een arts en met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

Contra-indicatie

Overoeverigheid voor één of meerdere bestanddelen.

Bijwerkingen

Toenemend exsudaat, macerate, verhoogde pijn, wondverkleuring, jeuk, brandend gevoel, oedeem, meerdere zweren, huidscheuren, blaasen, erythem. Raadpleeg een arts als een van deze bijwerkingen optreedt.

Bijzondere adviezen

Om een droge plaats plat wegleggen en beschermd tegen zonlicht bewaren. Niet opnieuw steriliseren. Niet in het groene, absorberende wondkussen knippen.

Afvoeren van het product

Om het risico op potentiële infectiegevaars of milieuvervuiling te minimaliseren moeten de afweveroponderdelen van Zetuvit Plus Silicone Border worden verwijderd voor afvoering volgens in overeenstemming met de lokale regelgeving en normen voor infectiepreventie.

Datum van herziening van de tekst: 2018-03

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. De verzegelde naad van het product bevat natuurlijke rubberlatex en kan allergische reacties veroorzaken! Het hergebruik van een medisch product voor hergebruik kan de integriteit en de prestatie van de producten ernstig schaden. Informatie op aanvraag beschikbaar.

NL – PAUL HARTMANN B.V. - 6546 BC Nijmegen
BE – N.V. PAUL HARTMANN S.A. - 1480 Saintes/Sint-Renelde

Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto

Zetuvit Plus Silicone Border è una compressa superassorbente auto-adesiva con interfaccia di contatto in silicone per il trattamento di ferite croniche e acute con exsudato da lieve a intenso.

Lo strato di silicone a contatto con la ferita ne consente la facile applicazione,

nonché la rimozione indolore e traumatica. La compressa assorbente cattura l'exsudato e lo trattiene con efficacia.

Composizione

Zetuvit Plus Silicone Border comprende una pellicola semipermiabile di fondo in poliuretano, una pellicola traforata in silicone sul lato rivolto verso la ferita e una compressa assorbente tra questi due strati. L'adesivo in acrilico serve a tenere uniti questi strati. La pellicola di fondo è permeabile all'aria ma impermeabile all'acqua, pertanto il paziente può lavarsi. La pellicola traforata di silicone rivolta verso la ferita facilita l'applicazione della medicazione e impedisce l'adesione alla ferita.

La compressa assorbente è realizzata in poliacrilato superassorbente per l'assorbimento e la ritenzione dell'exsudato ed è avvolta in un tessuto di cellulosa idrofila. È ricoperta da un non tessuto (100%PP) idrofilo verde che rende riconoscibile il lato che non deve essere rivolto verso la ferita. Sul lato rivolto verso la ferita presenta un non tessuto idrofilo (100%PP).

Proprietà e modo d'azione

Zetuvit Plus Silicone Border assorbe l'exsudato e lo trattiene nella compressa assorbente. Presenta un'interfaccia e bordi microaderenti in silicone, pertanto non servono altri materiali per fissare la medicazione. La pellicola di fondo è resistente ai batteri e all'acqua. La sostituzione della medicazione non comporta dolore ed è traumatica.

Indicazioni

Zetuvit Plus Silicone Border è indicato per il trattamento di ferite con livelli di exsudato medio-alti: ferite acute (ustioni, ferite post-operatorie, ferite traumatiche), ferite croniche (ulcera venosa, ulcera da decubito, ulcera diabetica, ulcera).

Zetuvit Plus Silicone Border è indicato per il trattamento di ferite con livelli di exsudato medio-alti: ferite acute (ustioni, ferite post-operatorie, ferite traumatiche), ferite croniche (ulcera venosa, ulcera da decubito, ulcera diabetica, ulcera).

Modalità di applicazione e sostituzione della medicazione

- Pulire la ferita utilizzando una soluzione fisiologica o seguendo le indicazioni fornite da un medico.
- Scegliere una medicazione di misura idonea per la ferita, assicurandosi che la compressa centrale superi la larghezza della ferita di circa 1-2 cm. Non tagliare la compressa assorbente verde. Il bordo trasparente può essere tagliato per adattare la medicazione, ad es. in una forma concava.
- Prima di applicare la medicazione, dopo aver pulito la ferita, assicurarsi che la pelle circostante sia asciutta utilizzando dei tamponi per garantire che la medicazione aderisca.
- Rimuovere i due fogli protettivi. Posizionare la medicazione con il lato adesivo sulla ferita, in modo che il lato della medicazione sia rivolto sul lato opposto.
- Premere bene i bordi adesivi avendo girato per garantire che la medicazione non si spoli.
- Non è necessario fissare la medicazione in altro modo; se indicato da un medico, è possibile applicare bende compressive.
- La medicazione può rimanere applicata sulla ferita per massimo tre giorni, a seconda della condizione della ferita stessa e del protocollo clinico stabilito.
- La medicazione deve essere sostituita se clinicamente indicato o quando l'exsudato raggiunge il bordo della compressa assorbente.

Precauzioni particolari

- Non tagliare la compressa assorbente verde. Il bordo trasparente può essere tagliato per adattare la medicazione, ad es. in una forma concava.
- Prima di trattare una ferita con difficoltà di guarigione, è necessario consultare un medico per definire una diagnosi clinica. Il trattamento con Zetuvit Plus Silicone Border non può sostituire un trattamento causale della difficoltà di guarigione della ferita. Se sono presenti segni clinici d'infezione, quest'ultima deve essere controllata con adeguato trattamento prima di poter usare la medicazione.
- In tutti i casi seguire il protocollo clinico in uso.
- In assenza di dati a supporto dell'utilizzo di tale medicazione su gruppi di popolazione sensibile come neonati, bambini, donne in gravidanza o in allattamento, e in assenza di dati contrari a tale utilizzo, la medicazione deve essere impiegata con cautela su tali soggetti, seguendo le indicazioni di un medico.

Contra-indicazioni

Ipersensibilità a uno dei componenti.

Effetti collaterali

Aumento dell'esudato, macerazione, aumento del dolore, medicazione attaccata alla ferita, prurito, bruciore, edema, ulcerazione multipla, lacerazione cutanea, vesciche, eritema. In caso di comparsa di uno di tali effetti collaterali, consultare un medico.

Contra-indicazioni

Intolleranza a uno dei componenti.

Effetti collaterali

Aumento dell'esudato, macerazione, aumento del dolore, medicazione attaccata alla ferita, prurito, bruciore, edema, ulcerazione multipla, lacerazione cutanea, vesciche, eritema. In caso di comparsa di uno di tali effetti collaterali, consultare un medico.

Contra-indicazioni

Intolleranza a uno dei componenti.

Effetti collaterali

Aumento dell'esudato, macerazione, aumento del dolore, medicazione attaccata alla ferita, prurito, bruciore, edema, ulcerazione multipla, lacerazione cutanea, vesciche, eritema. In caso di comparsa di uno di tali effetti collaterali, consultare un medico.

Contra-indicazioni

Intolleranza a uno dei componenti.

Effetti collaterali

Aumento dell'esudato, macerazione, aumento del dolore, medicazione attaccata alla ferita, prurito, bruciore, edema, ulcerazione multipla, lacerazione cutanea, vesciche, eritema. In caso di comparsa di uno di tali effetti collaterali, consultare un medico.

Contra-indicazioni

Intolleranza a uno dei componenti.

Effetti collaterali

Aumento dell'esudato, macerazione, aumento del dolore, medicazione attaccata alla ferita, prurito, bruciore, edema, ulcerazione multipla, lacerazione cutanea, vesciche, eritema. In caso di comparsa di uno di tali effetti collaterali, consultare un medico.

Composición

Zetuvit Plus Silicone Border contiene una lámina de poliuretano semipermeable de base, una lámina de silicona perforada hacia el lado de la herida y una almohadilla absorbente entre estas dos capas. El adhesivo acrílico permite unir las capas. La lámina de base es permeable al aire, pero impermeable al agua, para que el paciente pueda ducharse. La lámina de silicona perforada del lado de la herida facilita la aplicación del apósito y evita su adhesión a la herida. La almohadilla absorbente está confeccionada con celulosa y poliacrilato superabsorbente para la absorción y la retención de exudado, y va envuelta en tejido de celulosa hidrofílica. Está cubierta por polipropileno (100%PP) no tejido hidrofóbico de color verde, para señalar el lado alejado de la herida. hacia el lado de la herida, está fabricada por polipropileno (100%PP) no tejido hidrofílico.

Propriedades e modo de ação

O apósito Zetuvit Plus Silicone Border absorve o exsudado e retém-no na compressa absorvente. Inclui uma interface em silicone micro-aderente e

